

Symphony Label display content description

The label displayed on the product body and accessories and the label displayed on the packaging box are shown below.

- **Serial number label (NK-6,NK-6SH,NK-6+L,NK-6SH+L)**




A : Product type

B : Serial number

CE : Declaration of conformity according to the applicable European directives

- **Weight limit label (NK-6,NK-6SH,NK-6+L,NK-6SH+L)**



MAX. WEIGHT : Body mass limit not to be exceeded.

K Level (MOB)

K1 Level (MOB1): User can move to a bed or chair, and can walk on a flat surface indoors at a constant speed.

K2 Level (MOB2): User can handle small environmental barriers such as curbs, steps, or irregular ground both indoors and around the home.

K3 Level (MOB3): User can handle most environmental barriers, and can walk at different speeds.

In addition to simple walking, he/she can do light work and exercise as well.

K4 Level (MOB4): User has physical abilities higher than basic walking; children, athletes, etc.

- **UDI label (Packing box)**



Legal manufacturer

Made date

MD : Medical Device

REF : Item number

SN : Serial number


GTIN : Global Trade Item Number

EC REP : Authorized representative for EU countries

Symphony ラベル表示説明

製品本体および付属品に表示されているラベルと梱包箱に表示されているラベルを以下に示します。

➤ シリアル番号ラベル (NK-6,NK-6SH,NK-6+L,NK-6SH+L)




A : 製品型式

B : シリアル番号

CE : CE マークで欧州の規格に適合

➤ 体重制限ラベル (NK-6,NK-6SH,NK-6+L,NK-6SH+L)



MAX. WEIGHT : 体重制限を示す

Kレベル (MOB) について

K1レベル (MOB1) : ベッドやイスへの移乗が可能。

屋内の平地で一定速度の歩行が可能。

K2レベル (MOB2) : 屋内や家の周りにて、縁石や階段、不整地など簡単な環境障壁（バリア）への対応が可能。

K3レベル (MOB3) : 大抵の環境衝撃（バリア）への対応が可能。速度を変えて歩くことができ、単純な歩行のみならず、仕事や軽い運動が可能。

K4レベル (MOB4) : 基礎的な歩行を上回る運動能力がある。子供やアスリートなど。

➤ UDI ラベル (梱包箱)



: 製造元

: 製造年月日

: 医療機器

: 品番

: シリアル番号

: GS1 事業者コード

: 欧州代理人の所在地

Symphony Descripción del etiquetado

A continuación se muestran las etiquetas del propio producto y sus accesorios, así como las de la caja de embalaje.

- **Etiqueta con el número de serie (NK-6,NK-6SH,NK-6+L,NK-6SH+L)**




A : Tipo de producto

B : Número de serie

CE : Cumple las normas europeas con la marca CE

- **Etiquetas de límite de peso (NK-6,NK-6SH,NK-6+L,NK-6SH+L)**



MAX. WEIGHT : Indica el límite de peso

Sobre el nivel K (MOB)

Nivel K1(MOB1) : Se puede trasladar a una cama o a una silla.

Capaz de caminar a una velocidad constante en terreno llano en interiores.

Nivel K2(MOB2) : Las barreras ambientales sencillas, como los bordillos, las escaleras y los desniveles del terreno, pueden abordarse en el interior y alrededor de la casa.

Nivel K3(MOB3) : Capaz de hacer frente a la mayoría de los choques ambientales (barreras).
Capaz de caminar a diferentes velocidades, no sólo para el simple paseo, sino también para el trabajo y el ejercicio ligero.

Nivel K4(MOB4) : Habilidades motoras más allá de la marcha básica. Niños y deportistas

- **Etiqueta UDI (caja de embalaje)**



Fabricante

Fecha de fabricación

MD : Dispositivo médico

REF : Número de pieza

SN : Número de serie


GTIN : Código empresarial GSI

EC REP : Ubicación del representante europeo

Descrizione dell'etichettatura Symphony

Le etichette sul prodotto stesso e sui suoi accessori, così come le etichette sulla scatola di imballaggio, sono mostrate qui sotto.

- **Etichetta del numero di serie (NK-6,NK-6SH,NK-6+L,NK-6SH+L)**




A : Tipo di prodotto

B : Numero di serie

CE : Conforme alle norme europee con marchio CE

- **Etichette di limite di peso (NK-6,NK-6SH,NK-6+L,NK-6SH+L)**



MAX. WEIGHT : Indica il limite di peso

Informazioni su K-level (MOB)

Livello K1(MOB1) : Può essere trasferito su un letto o una sedia.

In grado di camminare a velocità costante su terreno pianeggiante in ambienti interni.

Livello K2(MOB2) : Semplici barriere ambientali, come cordoli, scale e terreni irregolari, possono essere affrontate all'interno e intorno alla casa.

Livello K3(MOB3) : In grado di far fronte alla maggior parte degli shock ambientali (barriere).
In grado di camminare a diverse velocità, non solo per la semplice passeggiata, ma anche per il lavoro e l'esercizio leggero.

Livello K4(MOB4) : Capacità motorie oltre la camminata di base. Bambini e atleti.

- **Etichetta UDI (scatola di imballaggio)**



Produttore

Data di fabbricazione

MD : Dispositivo medico

REF : Numero di parte

SN : Numero di serie


GTIN : Codice commerciale GSI

EC REP : Posizione dell'agente europeo

Description de l'étiquetage Symphony

Les étiquettes du produit lui-même et de ses accessoires, ainsi que les étiquettes de la boîte d'emballage, sont présentées ci-dessous.

- **Étiquette du numéro de série** (NK-6,NK-6SH,NK-6+L,NK-6SH+L)




A : Type de produit

B : Numéro de série

CE : Conforme aux normes européennes avec le marquage CE

- **Étiquettes de limite de poids** (NK-6,NK-6SH,NK-6+L,NK-6SH+L)



MAX. WEIGHT : Indique la limite de poids

À propos de K-level (MOB)

Niveau K1 (MOB1) : Peut être transféré sur un lit ou un fauteuil.

Capable de marcher à une vitesse constante sur un terrain plat à l'intérieur.

Niveau K2 (MOB2) : Les obstacles environnementaux simples, tels que les bordures de trottoir, les escaliers et les sols irréguliers, peuvent être traités à l'intérieur et autour de la maison.

Niveau K3 (MOB3) : Capable de faire face à la plupart des chocs environnementaux (obstacles). Capable de marcher à différentes vitesses, non seulement pour la simple promenade, mais aussi pour le travail et les exercices légers.

Niveau K4 (MOB4) : Les capacités motrices dépassent la marche de base. Enfants et

- **Étiquette UDI (boîte d'emballage)**



[Factory icon] : Fabricant

[Sawtooth icon] : Date de fabrication

MD : NumDispositif médical
éro de série

REF : Numéro de pièce

SN : Numéro de série

GTIN : Code d'affaires GSHI

EC REP : Localisation du représentant européen

Symphony Labeling Beschreibung

Die Etiketten auf dem Produkt selbst und seinem Zubehör sowie die Etiketten auf der Verpackung sind unten abgebildet.

- **Etikett mit Seriennummer** (NK-6,NK-6SH,NK-6+L,NK-6SH+L)




A : Produkttyp

B : Seriennummer

CE : Entspricht den europäischen Normen
mit CE-Kennzeichnung

- **Etiketten zur Gewichtsbegrenzung** (NK-6,NK-6SH,NK-6+L,NK-6SH+L)



MAX. WEIGHT : Zeigt die Gewichtsgrenze an

Über K-Level (MOB)

Stufe K1(MOB1) : Kann auf ein Bett oder einen Stuhl übertragen werden.

In der Lage sein, in geschlossenen Räumen mit konstanter Geschwindigkeit auf ebenem Boden zu gehen.

Stufe K2(MOB2) : Einfache Hindernisse wie Bordsteinkanten, Treppen und

Bodenunebenheiten können im Haus und rund um das Haus beseitigt werden.

Stufe K3(MOB3) : Sie sind in der Lage, die meisten Umweltschocks (Barrieren) zu

bewältigen. Sie können in verschiedenen Geschwindigkeiten gehen, nicht nur für einfache Spaziergänge, sondern auch für die Arbeit und leichte Übungen.

Stufe K1(MOB4) : Motorische Fähigkeiten, die über das einfache Gehen hinausgehen.

Kinder und Sportler.

- **UDI-Etikett (Verpackungsschachtel)**



Hersteller

Datum der Herstellung

MD : Medizinisches Gerät

REF : Teil Nummer

SN : Seriennummer

GTIN : GSI Business Code

EC REP : Sitz des europäischen Agenten

Symphony Labeling Beschrijving

De etiketten op het product zelf en de accessoires, alsmede de etiketten op de verpakkingsdoos, zijn hieronder afgebeeld.

- **Label met serienummer (NK-6,NK-6SH,NK-6+L,NK-6SH+L)**




A : Type product

B : Serienummer

CE : Voldoet aan Europese normen met CE-markering

- **Gewichtslimiet labels (NK-6,NK-6SH,NK-6+L,NK-6SH+L)**



MAX. WEIGHT : Geeft gewichtslimiet aan

Over K-level (MOB)

K1 niveau (MOB1) : Kan worden overgebracht naar een bed of stoel.

In staat om te lopen met een constante snelheid op een vlakke ondergrond binnenshuis.

K2 niveau (MOB2) : Eenvoudige omgevingsbarrières, zoals stoepranden, trappen en oneffenheden in de grond, kunnen binnenshuis en rondom het huis worden aangepakt.

K3 niveau (MOB3) : In staat om de meeste milieuschokken (barrières) op te vangen. In staat om te lopen met verschillende snelheden, niet alleen voor eenvoudig wandelen, maar ook voor werk en lichte oefening.

K4 niveau (MOB4) : Motorische vaardigheden naast basis lopen. Kinderen en atleten.

- **UDI-etiket (verpakkingsdoos)**



Fabrikant

Datum van vervaardiging

MD : Medisch hulpmiddel

REF : Onderdeelnummer

SN : Serienummer

GTIN : GSI Bedrijfscode

EC REP : Locatie van Europese Agent